

DANH MỤC MUA SẴM VẬT TƯ Y TẾ
(Đính kèm thông báo số 191/TB-HHTM ngày 10/3/2023)

STT (Trong bảng DM)	Tên sản phẩm/ hàng hóa trong Bảng DM	Phân loại (TTBYT)	Phân nhóm (TT 14)	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Mã nhóm (TT 04/2017/ Mã VTVT theo Quyết định 5086/QĐ BYT ngày 04/11/21	Tên thương mại	Chủng loại/Mã sản phẩm	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Quy cách đóng gói	BYT nhỏ nhất	Số lượng	Báo Giá (đã VAT)	Thành tiền	Số Quyết định trúng thầu (không quá 120 ngày)	Giá trúng thầu (VND)	Giá kê khai theo NB98	Mã kê khai theo NB98	Số đăng ký/ Giấy phép nhập khẩu/ Phiếu công bố phân loại
1	2	3	4	5							6	7	8	9=(7*8)	13	14	16	17	
1	Airway các cỡ	A	6	Dùng cu thông khí đường miệng bằng nhựa PVC y tế, kích thước: size 0, 1, 2, 3 , đóng gói riêng từng cái dùng 1 lần.							Cái	105		0,00					
2	Băng vải cuộn y tế	A	5	Kích thước tương đương 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lết, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tính bột hoặc Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.							Cuộn	200		0,00					
3	Băng keo cá nhân	A	5	Sản phẩm giúp bảo vệ mắt vết thương, giảm sự tiếp xúc với các yếu tố gây bẩn vết thương. Kích thước khoảng 72 mmx18 mm							Miếng g	300.000		0,00					
4	Băng keo giấy dành cho da nhạy cảm	A	6	Băng thông thường phù hợp cho da nhạy cảm, giúp kèm giữ nhanh, chắc chắn. Không gây tổn thương nơi băng dán. Không gây đau và không sót keo trên da khi tháo băng. Giấy không dệt (Non woven paper) nhẹ nhàng và mềm mại phù hợp da nhạy cảm. Keo Acrylic khuyến khích sử dụng trong y tế, không gây kích ứng, lý tưởng cho da nhạy cảm							Cuộn	300		0,00					
5	Băng keo lùa	A	6	Vải lụa trắng, Acetate Taffeta, kích thước tương đương 2,5cm x 5m, thông thoáng, nhẹ nhàng và mềm mại. Phù keo Acrylic không sót keo trên da khi tháo băng. Băng quấn vào lõi giấy màu trắng Dolly, bở răng cưa để dễ dàng bóc.							Cuộn	8.000		0,00					
6	Bình làm ẩm oxy	A	6	Bình làm ẩm oxy dung tích khoảng 300 ml - 340ml có nước tiết trùng, có cơ nối dòng hồ oxy các cỡ. Sử dụng nhiều lần.							Cái	50		0,00					
7	Bộ dây máy thở các cỡ	A	6	Thân cơ giãn, sử dụng 1 lần, cho người lớn và trẻ em Bộ dây gồm: Dây có thể thành tròn khoảng 1,5m có 2 bẫy nước. Có nối dài khoảng 0,5m. Phù hợp với máy Acoma của bệnh viện							Bộ	110		0,00					
8	Bộ Kit điều trị huyết tương	C	3	Bộ Kit trao đổi huyết tương, sử dụng với máy gan tách thành phần màu COM.TEC							Bộ	100		0,00					
9	Bộ Kit điều trị tăng sinh bạch cầu	C	3	Bộ Kit thu nhận bạch cầu, sử dụng với máy gan tách thành phần màu COM.TEC							Bộ	200		0,00					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

59	Mũ phẫu thuật không tiết trùng	A	5	Mũ phẫu thuật được làm bằng chất liệu vải không dệt polypropylen cao cấp, không hút nước, không loang bần, không dính tạp chất. Không kích ứng da. Độ co giãn tốt.															
60	Nút dây dưới kim lượn	A	5	Có công kích thước latex-free; Thể tích tồn dư khoảng 0,16ml.							Cải	500		0,00					
61	Ông dùng mẫu falcon 15ml	A	6	Chất liệu nhựa PP, nắp nhựa PE, dung tích 15ml. Đóng gói riêng từng chiếc, tiết trùng. Được sử dụng cùng với máy ly tâm để tách thuốc thử, tách chất rắn ra khỏi chất lỏng và chất rắn lắng đọng ở phần dưới của ống ly tâm. Chịu được lực ly tâm 6000 vòng/phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, FSC							Cải	2.500		0,00					
62	Ông nghiệm EDTA K2 2 ml	A	6	Nắp nhựa xanh dương, mous thấp, kích thước tương đương 12 x 75mm, dung dịch chất chống đông: K2 EDTA đang phun sương trên thành ống, thể tích chứa mẫu khoảng 2 ml							Ông	180.000		0,00					
63	Ông nghiệm lấy mẫu chân không 4ml	A	3	Ông chứa hoạt chất micronized silica dạng phun khô trên thành ống làm tăng sự đông mẫu. - Thể tích lấy mẫu: 4ml; Kích thước ống: 13x75mm; - Chất liệu ống: PET, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy mẫu, bảo quản, và xét nghiệm. - Nắp màu đỏ gồm 2 phần, phần bằng cao su beryl để duy trì chân không và kim có thể đâm xuyên qua khi lấy mẫu; phần nắp bằng nhựa PE để bảo vệ, chống nứt vỡ, có rãnh nhỏ, không bị trơn, trượt tay khi thao tác. - Ông đã được tiết trùng theo phương pháp tiết trùng bằng tia Gamma							Ông	190.000		0,00					
64	Ông nghiệm lấy mẫu chân không EDTA K2 2ml	A	3	Dung dịch chất chống đông: K2 EDTA đang phun sương trên thành ống. - Lượng chất chống đông: 3,6 mg - Thể tích lấy mẫu chân không: 2ml; Kích thước ống: 13x75mm; - Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy mẫu, bảo quản, và xét nghiệm. - Nắp màu tím gồm 2 phần: phần bằng cao su beryl để duy trì chân không và để cầm kim trong quá trình lấy mẫu; phần nắp bằng nhựa PE để bảo vệ, chống nứt vỡ, có rãnh nhỏ, không bị trơn, trượt tay khi thao tác. - Ông đã được tiết trùng theo phương pháp tiết trùng bằng tia Gamma - Đóng gói: Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất							Ông	190.000		0,00					
65	Ông nghiệm lấy mẫu chân không, chứa chất chống đông EDTA K3 6ml	A	3	Dung dịch chất chống đông: K3 EDTA đang phun sương trên thành ống. Lượng chất chống đông: 10,8 mg - Thể tích lấy mẫu chân không: 6ml; Kích thước ống: 13x100mm; - Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy mẫu, bảo quản, và xét nghiệm. - Nắp màu tím gồm 2 phần: phần bằng cao su beryl để duy trì chân không và để cầm kim trong quá trình lấy mẫu; phần nắp bằng nhựa PE để bảo vệ, chống nứt vỡ, có rãnh nhỏ, không bị trơn, trượt tay khi thao tác. - Ông đã được tiết trùng theo phương pháp tiết trùng bằng tia Gamma - Đóng gói: Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất							Ông	230.000		0,00					

66	Ông nghiệm nhựa Citrat 2 ml	A	6	Ông nghiệm nhựa, kích thước tương đương 12 x 75 mm, dung tích tối đa khoảng 6 ± 0,1ml, nắp nhựa màu xanh lá cây. Hòa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3,8% kháng đông cho tương đương 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp được đóng trên hộp để gáo.										Ông	9.400	0,00					
67	Ông nghiệm Serum 4 ml	A	5	Ông nghiệm chứa máu có hạt nhựa Polystyren bên trong dùng tách huyết thanh. Thẻ tích hút máu khoảng 4 ml. Kích thước tương đương 12*75mm. Thẻ tích ống khoảng 5ml. Nhựa PP chống phản không lẫn tạp chất. Ông chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3000 và 5000 vòng/phút trong 10 phút. Nắp nhựa màu đỏ										Ông	180.000	0,00					
68	Ông nghiệm thủy tinh các cỡ	A	6	Ông nghiệm thủy tinh 10x75mm										Cái	15.000	0,00					
69	Ông nổi khí quản có bong các cỡ	B	6	Được sản xuất bằng nhựa PVC không độc tố, không gây ảnh hưởng đến bệnh nhân, có bong chèn. Có các cỡ từ 2,5 – 8										Cái	120	0,00					
70	Ông thông tiêu 2 nhánh các cỡ	B	6	Sonde 2 nhánh phủ silicon cao cấp, chuyên lưu lâu chống nhiễm khuẩn các số 6-30. Ông thông tiêu 2 nhánh được làm từ cao su thiên nhiên và bề mặt ống phủ Silicone để làm giảm phản ứng dị ứng - Chiều dài: khoảng 40cm, gồm 2 nhánh: 1 ống để bơm, 01 ống dẫn lưu nước tiểu. Có bong chèn, thẻ tích bong bơm được trong khoảng 30ml - > 40ml										Cái	200	0,00					
71	Phim chụp X-Quang	A	1	Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 20cm x 25cm - Phim khô kỹ thuật số công nghệ in nhiệt - Tương thích với máy in phim Drypix 2000, Drypix Lite - Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất Thành phần cấu tạo Polyethylene Terephthalate (Pet): 85-95%, Polyvinyl alcohol: 1-10%, Color Former: 1-10%, Additives: 1-10%, Pigments: 0,1-5%, Bao gói: màng nhôm.										Tấm	300	0,00					
72	Phim X-Quang	A	1	Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 26cm x 36cm - Phim khô kỹ thuật số công nghệ in nhiệt - Tương thích với máy in phim Drypix 2000, Drypix Lite - Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất Thành phần cấu tạo Polyethylene Terephthalate (Pet): 85-95%, Polyvinyl alcohol: 1-10%, Color Former: 1-10%, Additives: 1-10%, Pigments: 0,1-5%, Bao gói: màng nhôm.										Tấm	1.300	0,00					
73	Que đê lưỡi gỗ	A	6	Được làm bằng gỗ thông đã trich nhựa, dùng đê lưỡi. Được tiết trùng bằng tia Gamma, an toàn cho bệnh nhân.										Chiếc	1.000	0,00					
74	Dao mổ dùng cho máy nối dây túi mật vô trùng	C	3	Dao mổ sử dụng một lần dùng cho máy nối dây ống mật vô trùng										Cái	700	0,00					
75	Test chỉ thị hóa học dùng cho lọ hấp tiệt trùng	A	3	Được sử dụng để giám sát chất lượng tiệt khuẩn bên trong mỗi gói dùng cụ với 3 thông số áp suất, nhiệt độ, thời gian. Sản phẩm không có chỉ.										Miếng g	1.000	0,00					
76	Test thử nhiệt độ lọ hấp	A	3	Test dạng tờ giấy rời có kích thước lớn được in bằng mực chỉ thị hóa học nhạy cảm với hơi nước để xác định chất lượng lò hấp. Sản phẩm không có chỉ.										Tờ	400	0,00					

77	Tube Heparin 2 ml	A	6	Được làm bằng nhựa PET trắng trong như thủy tinh hoặc nhựa PP. Kích thước tương đương 12x75mm. Màu nắp đen, chứa LITHIUM HEPARIN, dung tích màu tương đương 2ml có vạch định mức, chia lực quay ly tâm khoảng 5000 vòng/phút trong 10 phút.							Cái	36.500	0,00				
78	Túi đựng nước tiểu	A	6	Túi đựng nước tiểu có van xả, dây treo, chứa khoảng 2000 ml nước tiểu.							Cái	150	0,00				
79	Túi ép tiết trùng loại đẹp nhiệt độ cao dùng cho máy hấp ướt kích thước: 250mmx200mm	A	5	Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy chống thấm màu trắng dày $\geq 60\mu$ g và lớp màng film Poli-este và polime Propylene dày 52 μ m. Phù hợp cho hai loại tiết trùng bằng hơi nước 121° - 134° và khí EO 29° - 65°. Chỉ thị có hình chữ nhật hoặc hình bình hành: Chỉ thị màu Hồng chuyển sang màu nâu nếu Tiết trùng, chỉ thị màu xanh chuyển sang màu xanh đậm nếu tiết trùng bằng hơi nước. Kích thước: 250mm x 200mm							Cuộn	7	0,00				
80	Túi ép tiết trùng nhiệt độ cao dùng cho máy hấp ướt kích thước: 200mmx200mm	A	5	Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy chống thấm màu trắng dày $\geq 60\mu$ g và lớp màng film Poli-este và polime Propylene dày 52 μ m. Phù hợp cho hai loại tiết trùng bằng hơi nước 121° - 134° và khí EO 29° - 65°. Chỉ thị có hình chữ nhật hoặc hình bình hành: Chỉ thị màu Hồng chuyển sang màu nâu nếu Tiết trùng, chỉ thị màu xanh chuyển sang màu xanh đậm nếu tiết trùng bằng hơi nước. Kích thước: 200mm x 200mm							Cuộn	3	0,00				
81	Túi ép tiết trùng nhiệt độ cao dùng cho máy hấp ướt kích thước: 300mmx200mm	A	5	Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy chống thấm màu trắng dày $\geq 60\mu$ g và lớp màng film Poli-este và polime Propylene dày 52 μ m. Phù hợp cho hai loại tiết trùng bằng hơi nước 121° - 134° và khí EO 29° - 65°. Chỉ thị có hình chữ nhật hoặc hình bình hành: Chỉ thị màu Hồng chuyển sang màu nâu nếu Tiết trùng, chỉ thị màu xanh chuyển sang màu xanh đậm nếu tiết trùng bằng hơi nước. Kích thước: 300mm x 200mm							Cuộn	10	0,00				
82	Túi màu đôi, 250ml	C	4	Cần hình bộ túi : + 01 kim cỡ 16G. + 01 túi đựng bằng nhựa PVC-DEHP, dung tích 300ml, chứa 35ml CPDA-1. + 01 túi chứa bằng nhựa PVC-DEHP, dung tích 300ml, + 01 dây lấy mẫu toàn phần, chiều dài 1160 $\pm$ 70 mm, trên dây có 12 đoạn mã túi màu + 01 dây nối với túi hồng cầu, chiều dài 580 $\pm$ 40 mm, trên dây có 6 đoạn mã túi màu. + Có bộ lấy mẫu chân không đi kèm. + Có các kẹp trên dây lấy mẫu và dây lấy mẫu chân không. - Đạt chứng chỉ ISO, CE. - Vô trùng. - Thích hợp với đơn vị hiến 250ml.							Túi	35.000	0,00				
83	Túi màu đơn 350 ml	C	3	Túi được thiết kế phù hợp để chứa và bảo quản mẫu toàn phần. Túi chứa sẵn khối dung dịch chống đông màu CPDA-1 bảo quản hồng cầu tới 35 ngày trong dải nhiệt độ từ 2 - 6 oC - Dung tích chứa tương đương 350ml mẫu toàn phần, túi chứa sẵn 49ml dung dịch chống đông và bảo quản CPDA-1							Túi	1.000	0,00				
84	Vòng đeo tay bệnh nhân	A	6	Chất liệu: Màng mềm PVC, không độc hại, không kích ứng da. Chất liệu: Nhựa mềm, không độc hại, không kích ứng da. Đặc điểm: màu hồng, vàng, đỏ hoặc xanh; Người lớn và trẻ em; Đồng giới: 100 cái/ hộp.							Cái	15.000	0,00				

[illegible]

NY 3